



KD Smart Chair מדריך למשתמש

יש לקרוא בעיון לפני השימוש


פתיחה



1. הרם את החלק העליון של משענת הגב (מוצג ב A). לאחר מכן, הרם את שתי משענות היד (מוצג ב B) עד אשר הן מגיעות למצב המוצג בתמונה 2.




2. הרם את הרגלית (מוצג ב C).
★ לתשומת לבך: יש לפתוח את הרגלית לפני פתיחת הכסא.



3. הנח את ירך על משענת הרגליים כפי מוצג בתמונה ודחוף אותה קדימה (מוצג ב D) עד אשר הכסא פתוח לגמרי ונשמע צליל "קליל".



4. כוון את מגיני הרגליים (מוצג ב F) לנוחיותך.




5. לחץ על הכפתור ושחרר את הגלגלים למניעת התהפכות (מוצג ב F).




★ שים לב:

1. יש להרים את רגלית הכסא למצב מאוזן לפני פתיחת הכסא. במידה והרגלית אינה פתוחה עד הסוף היא עלולה להישרב בתהליך פתיחת הכסא.
2. כאשר הכסא פתוח לחלוטין יש לשחרר את הגלגלים נגד התהפכות.
3. בתהליך הפתיחה יש לדחוף את משענת הרגליים עד אשר הכסא פתוח לחלוטין ונשמע צליל "קליל".
4. יש למקם את הגלגלים הקדמיים כאשר הם פונים קדימה על מנת לאפשר התחלת נסיעה בטוחה.

קיפול



1. לחץ על הכפתור על מנת לקפל את הגלגלים נגד התהפכות (מוצג ב A).




2. סובב את הגלגלים הקדמיים קדימה כפי שמופיע בתמונה B2. קפל את מגיני הרגליים. הרם את שתי משענות היד (כמוצג ב E). לחץ על הכפתור הצהוב בשני הצדדים וקפל כלפי מטה את משענת הגב (כמוצג ב F).



3. אחוז בידיות נעילת הקיפול ולחץ עליהן אחת כנגד השניה כפי שמוצג בתמונה G. דחוף את משענת הגב כלפי מטה (כמוצג ב H). וודא שהגלגלים הקדמיים פונים קדימה (כמוצג ב B2) אחרת הם עלולים להיפגע בזמן שינוע כסא הגלגלים.




4. החזק במשענת הרגליים ודחוף אותה פנימה (כמוצג ב I) עד אשר ישמע קול נעילה חזק.



5. הורד את הרגלית כמוצג בתמונה K

חיבור מוט ההיגוי (ג'ויסטיק)



1. בחר את הצד המתאים לך (ידית ימין או שמאל) בו תמקם את מוט ההיגוי. חבר את מחבר מוט ההיגוי למחבר בעל ארבעת הפינים הממוקם מאחורי שלדת הכסא מעל המנוע. תפוס את כבל מוט ההיגוי במחזיק הכבלים הפלסטי הממוקם על גבי שלדת הכסא.
2. בעת ניתוק הכבל משלדת הכסא, אחוז בקצה המחבר ומשוך בעדינות את התקע מהשקע.



כדי להפעיל את הכסא יש לכוון את הידית הממוקמת על גבי המנוע למצב "Lock" (נעילה).
על מנת להזיז את הכסא ידנית יש לכוון את הידית למצב "UnLock" (פתיחה).



בעת קימה אנא וודא שהמנוע כבוי והבלמים נעולים. הרם את משענת הרגליים, מקם את הרגלים על הרצפה ואת ידיך כל אחת על משענת היד המתאימה זאת כדי למנוע ריכוז משקל בצד אחד של הכסא שעלול להוביל להתהפכותו.

בזמן קימה **אסור** להניח את רגליך על משענת הרגליים. פעולה זו עלולה להוביל להתהפכות הכסא קדימה.

מניעת נפילות

- בעת ישיבה, המנע מהישענות קדימה.
- קפל את משענת הרגליים בזמן שינוע הכסא.
- נעל את הבלמים לפני הקימה מהכסא.
- אל תושיט יד בחוזקה לכיוון מסויים.
- שב במושב עד הסוף כאשר גבך נשען כולו על משענת הגב.

טעינת הסוללה

- אין להטעין את הסוללה למעלה מ – 10 שעות. אין להטעין את הסוללה במשך הלילה על מנת להימנע מחימום יתר.
- זמן טעינת הסוללה נע בין 10-2 שעות בהתאם למה שמורא מד הסוללה.
- נתק את המטען כאשר מד הסוללה מורא על סוללה מלאה.
- על מנת לשמור על חיי הסוללה יש להטעינה רק בעת הצורך.
- חל איסור להטעין את הסוללה ליד מקור חום ו/או אש.
- חל איסור להשתמש בספק כוח שלא סופק עם מוצר זה.